



MED LED Light





MED LED Light

MED-LED Untersuchungsleuchte OPL 065 MED-LED Examination Light OPL 065

Vorteile der ACTIS LED-Technologie von OSRAM:

- » Beleuchtungsstärke 65.000 Lux @ 100 cm Abstand
- » Farbtemperatur 4.000 K
- » Farbwiedergabeindex (CRI) > 94
- » Lichtfelddurchmesser D10: ~17 cm
- » Dimmbar über das Bedienfeld: 50% / 70% / 90%
- » sterilisierbarer Handgriff
- » unvergleichliche Lebensdauer von über 30.000 Stunden
- » geringst möglicher Energieverbrauch (< 35 Watt)
- » Sicherheit durch Kleinspannung
- » einfach und schnell zu reinigen und zu desinfizieren, dank einer glatten, geschlossenen Oberfläche
- » Sicherheit durch Kleinspannung
- » 2 Jahre Garantie



Advantages of the ACTIS LED technology from OSRAM:

- » Luminance of 65.000 lux @ 100 cm distance
- » Colour temperature 4.000 K
- » Colour Rendering Index (CRI) > 94
- » Light field diameter D10: ~17 cm
- » Dimmable via the control panel: 50% / 70% / 90%
- » Sterilisable handgrip
- » Unrivalled service life of over 30.000 hours
- » Extremely low energy consumption (< 35 W) and extremely low energy costs
- » Easy and quick to clean and disinfect thanks to resistant materials and smooth surfaces.
- » safety-low voltage
- » 5 year warranty



Anwendung:

- » Allgemeine Untersuchungen und Behandlungen in Arztpraxen
- » Hautärztliche Untersuchungen
- » Wundbehandlungen und operative Eingriffe

Application:

- » General surgical, examinations and medical treatment
- » Dermatological examination
- » Treatment of wounds and operations



MED LED Light



- ✚ Lichtqualität - Hochwertige, temperaturüberwachte „Osram LED“ erzeugen das Primärlicht mit sehr hoher Farbwiedergabe, langer Lebensdauer und gleichbleibender Lichtqualität.
- ✚ Die mehrfache Lichtmischung und der Hochglanzmetallreflektor erzeugen ein homogenes Licht sowie Schatten- und Blendfreiheit im Arbeitsfeld.
- ✚ Höchste Energieeffizienz bei max. 65.000 Lux Lichtleistung ca. 35 Watt Energieverbrauch. Einstellbare Lichtintensität durch vierstufige Dimmfunktion.
- ✚ Light quality - great quality, temperature controlled Osram LED generates primary light with a very high color rendering, long lifetime and a consistent light quality.
- ✚ The multiple light mixture and the gloss metal reflector generate a homogenous light as well as a shadow free and non-glaring working area.
- ✚ Highest energy efficiency points out appr. 65.000 lux luminous power and appr. 30 Watt energy consumption. The adjustable 4-Step-Dimmer guarantees an excellent visibility

Die MED-LED OPL 065 ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich:
Our MED-LED OPL 065 is available in three different types:

Decke // Ceiling
OPL 065.LCE

Wand // Wall
OPL 065.LWA

Mobil // Mobile
OPL 065.LMB



MED LED Light

Die MED-LED OPL 035 ist in vier verschiedenen Varianten erhältlich:
Our MED-LED OPL 035 is available in four different types:



Tisch //Table
OPL 035.LT

Wand //Wall
OPL 035.LWA

Decke // Ceiling
OPL 035.L



Mobil //Mobile
OPL 035.LMB



MED LED Light



Die MED-LED OPL 070 ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich:
Our MED-LED OPL 070 is available in three different types:

Decke // Ceiling
OPL 070.LCE

Wand // Wall
OPL 070.LWA

Mobil // Mobile
OPL 070.LMB