

Med Surgical non-stick



ELP

Kürzere und feigigeren Spitzen für verbesserte Präzision.

Tips are shorter and more delicate for improved precision.



MicroTip + Standard

Dünnere Pinzettenschenkel für eine verbesserte Sicht.

Tines are thinner and taper longer for improved vision.



ELP



MicroTip + Standard

Farbcodierung für Spitzenbreiten Color-coded tip size	
EU-Flachstecker EU flat connector	US-Stiftstecker US flat connector
0,2 mm 0.2 mm	
0,4 mm 0.4 mm	
0,7 mm 0.7 mm	
1,0 mm 1.0 mm	
1,2 mm und größer 1.2 mm and taller	



ELP0,2 mm



MS 78 04 69
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 04 69

ELP0,4 mm



MS 78 01 69
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 69

ELP0,7 mm



MS 78 01 68
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 68



Europ. Flachstecker Europ. flat connector	US-Stiftstecker US pin connector
Gesamtlänge 17,0 cm (6,75") Total length 17.0 cm (6.75")	Gesamtlänge 16,0 cm (6,25") Total length 16.0 cm (6.25")
Arbeitslänge 5,5 cm (2,25") Working length 5.5 cm (2.25")	Arbeitslänge 5,5 cm (2,25") Working length 5.5 cm (2.25")



ELP0,2 mm



MS 78 24 89
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 24 89 -

ELP0,4 mm



MS 78 21 89
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 21 89

ELP0,7 mm



MS 78 21 83
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 21 83



ELP0,2 mm



MS 78 04 99
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 04 99

ELP0,4 mm



MS 78 01 99
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 99 -

ELP0,7 mm



MS 78 01 91
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 91



ELP0,2 mm



MS 78 05 99
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 05 99

ELP0,4 mm



MS 78 02 99
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 02 99

ELP0,7 mm



MS 78 02 91
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 02 91



Europ. Flachstecker Europ. flat connector	US-Stiftstecker US pin connector
Gesamtlänge 20,0 cm (8,0") Total length 20,0 cm (8,0")	Gesamtlänge 19,0 cm (7,5") Total length 19,0 cm (7,5")
Arbeitslänge 8,5 cm (3,5") Working length 8,5 cm (3,5")	Arbeitslänge 8,5 cm (3,5") Working length 8,5 cm (3,5")

Europ. Flachstecker Europ. flat connector	US-Stiftstecker US pin connector
Gesamtlänge 23,0 cm (9,0") Total length 23,0 cm (9,0")	Gesamtlänge 22,0 cm (8,75") Total length 22,0 cm (8,75")
Arbeitslänge 11,5 cm (4,5") Working length 11,5 cm (4,5")	Arbeitslänge 11,5 cm (4,5") Working length 11,5 cm (4,5")


Europ. Flachstecker Europ. flat connector	US-Stiftstecker US pin connector
Gesamtlänge 25,0 cm (9,75") Total length 25,0 cm (9,75")	Gesamtlänge 24,0 cm (9,5") Total length 24,0 cm (9,5")
Arbeitslänge 13,5 cm (5,25") Working length 13,5 cm (5,25")	Arbeitslänge 13,5 cm (5,25") Working length 13,5 cm (5,25")

Med Surgical non-stick Abbildung 1:1

Med Surgical non-stick To Scale 1:1



MicroTip0,2 mm



MS 78 04 37 - -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 04 37 - -

MicroTip0,4 mm




MS 78 02 37 - -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 02 37 - -

MicroTip0,7 mm



MS 78 02 38 - -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 02 38 - -



0,7 mm
MS 78 02 39 - -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 02 39



1,0 mm
MS 78 02 43 - -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 02 43 - -



MicroTip0,2 mm



MS 78 04 54 - -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 04 54 - -

MicroTip0,4 mm



MS 78 01 54 - -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 54 - -


MicroTip0,7 mm



MS 78 01 52 - -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 52



1,0 mm
MS 78 01 51 - -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 51 - -



1,0 mm
MS 78 01 57 - -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 57 - -



MicroTip0,2 mm



MS 78 04 79
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 04 79

MicroTip0,4 mm



MS 78 01 79
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 79


MicroTip0,7 mm




MS 78 01 72 - -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 72 - -



1,0 mm
MS 78 01 71 - -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 71 - -



1,0 mm
MS 78 01 75 - -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 75 - -



2,0 mm
MS 78 01 76 - -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 76 - -



Europ. Flachstecker Europ. flat connector	US-Stiftstecker US pin connector
Gesamtlänge 12,0 cm (4,75") Total length 12,0 cm (4,75")	Gesamtlänge 11,0 cm (4,25") Total length 11,0 cm (4,25")
Arbeitslänge 3,0 cm (1,25") Working length 3,0 cm (1,25")	Arbeitslänge 3,0 cm (1,25") Working length 3,0 cm (1,25")

Europ. Flachstecker Europ. flat connector	US-Stiftstecker US pin connector
Gesamtlänge 18,5 cm (7,25") Total length 18,5 cm (7,25")	Gesamtlänge 17,5 cm (7,0") Total length 17,5 cm (7,0")
Arbeitslänge 4,5 cm (1,75") Working length 4,5 cm (1,75")	Arbeitslänge 4,5 cm (1,75") Working length 4,5 cm (1,75")

Europ. Flachstecker Europ. flat connector	US-Stiftstecker US pin connector
Gesamtlänge 20,0 cm (8,0") Total length 20,0 cm (8,0")	Gesamtlänge 19,0 cm (7,5") Total length 19,0 cm (7,5")
Arbeitslänge 6,0 cm (2,5") Working length 6,0 cm (2,5")	Arbeitslänge 6,0 cm (2,5") Working length 6,0 cm (2,5")



Europ. Flachstecker Europ. flat connector	US-Stiftstecker US pin connector
Gesamtlänge 23,0 cm (9,0") Total length 23.0 cm (9.0")	Gesamtlänge 22,0 cm (8,75") Total length 22.0 cm (8.75")
Arbeitslänge 9,0 cm (3,5") Working length 9.0 cm (3.5")	Arbeitslänge 9,0 cm (3,5") Working length 9.0 cm (3.5")



US-Stiftstecker US flat connector
Gesamtlänge 25,0 cm (9,75") Total length 25.0 cm (9.75")
Arbeitslänge 12,0 cm (9,75") Working length 12.0 cm (9.75")

Europ. Flachstecker Europ. flat connector
Gesamtlänge 26,0 cm (10,5") Total length 26.0 cm (10.5")
Arbeitslänge 12,0 cm (4,75") Working length 12.0 cm (4.75")



US-Stiftstecker US flat connector
Gesamtlänge 27,0 cm (10,5") Total length 27.0 cm (10.5")
Arbeitslänge 14,0 cm (5,5") Working length 14.0 cm (5.5")

Europ. Flachstecker Europ. flat connector
Gesamtlänge 28,0 cm (11,0") Total length 28.0 cm (11.0")
Arbeitslänge 14,0 cm (5,5") Working length 14.0 cm (5.5")




 2,0 mm
 MS 78 01 78
 nach Meuser
 Spitze 2 mm
 type „Meuser“
 tip 2 mm
 mit Stiftstecker:
 with pin connector:
 MS 78 01 78




 MicroTip0,2 mm
 MS 78 04 49
 mit Stiftstecker:
 with pin connector:
 MS 78 04 49



 MicroTip0,4 mm
 MS 78 01 49
 mit Stiftstecker:
 with pin connector:
 MS 78 01 49


 MicroTip0,7 mm
 MS 78 01 48
 mit Stiftstecker:
 with pin connector:
 MS 78 01 48




 MicroTip0,2 mm
 MS 78 04 69
 mit Stiftstecker:
 with pin connector:
 MS 78 04 69


 MicroTip0,4 mm
 MS 78 01 69
 mit Stiftstecker:
 with pin connector:
 MS 78 01 69


 MicroTip0,7 mm
 MS 78 01 68
 mit Stiftstecker:
 with pin connector:
 MS 78 01 68



 1,0 mm
 MS 78 01 67
 mit Stiftstecker:
 with pin connector:
 MS 78 01 67



Europ. Flachstecker Europ. flat connector		US-Stiftstecker US pin connector	
Gesamtlänge	18,0 cm (7,0")	Gesamtlänge	17,0 cm (5,75")
Total length	18,0 cm (7,0")	Total length	17,0 cm (5,75")
Arbeitslänge	5,0 cm (2,0")	Arbeitslänge	5,0 cm (2,0")
Working length	5,0 cm (2,0")	Working length	5,0 cm (2,0")

Europ. Flachstecker Europ. flat connector		US-Stiftstecker US pin connector	
Gesamtlänge	15,5 cm (6,0")	Gesamtlänge	14,5 cm (5,75")
Total length	15,5 cm (6,0")	Total length	14,5 cm (5,75")
Arbeitslänge	4,0 cm (1,5")	Arbeitslänge	4,0 cm (1,5")
Working length	4,0 cm (1,5")	Working length	4,0 cm (1,5")

Europ. Flachstecker Europ. flat connector		US-Stiftstecker US pin connector	
Gesamtlänge	17,0 cm (6,75")	Gesamtlänge	16,0 cm (6,25")
Total length	17,0 cm (6,75")	Total length	16,0 cm (6,25")
Arbeitslänge	5,5 cm (2,25")	Arbeitslänge	5,5 cm (2,25")
Working length	5,5 cm (2,25")	Working length	5,5 cm (2,25")



MicroTip0,2 mm



MS 78 24 89
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 24 89

MicroTip0,4 mm




MS 78 21 89
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 21 89

MicroTip0,7 mm




MS78 21 83
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS78 21 83




1,0 mm
MS 78 21 81
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 21 81




1,2 mm
MS 78 21 84
with pin connector:
MS 78 21 84



2,0 mm
MS 78 21 82
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 21 82



1,2 mm
MS 78 22 85
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 22 85



1,2 mm
MS 78 22 88
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 22 88



MicroTip0,2 mm



MS 78 04 99
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 04 99

MicroTip0,4 mm




MS 78 01 99 -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 99 -

MicroTip0,7 mm



MS 78 01 91
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 91



1,0 mm
MS 78 01 98
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 98




1,2 mm
MS 78 01 92
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 01 92




Europ. Flachstecker Europ. flat connector	US-Stiftstecker US pin connector
Gesamtlänge 20,0 cm (8,0") Total length 20,0 cm (8,0")	Gesamtlänge 19,0 cm (7,5") Total length 19,0 cm (7,5")
Arbeitslänge 8,5 cm (3,5") Working length 8,5 cm (3,5")	Arbeitslänge 8,5 cm (3,5") Working length 8,5 cm (3,5")

Europ. Flachstecker Europ. flat connector	US-Stiftstecker US pin connector
Gesamtlänge 20,0 cm (8,0") Total length 20,0 cm (8,0")	Gesamtlänge 19,0 cm (7,5") Total length 19,0 cm (7,5")
Arbeitslänge 8,5 cm (3,5") Working length 8,5 cm (3,5")	Arbeitslänge 8,5 cm (3,5") Working length 8,5 cm (3,5")

Europ. Flachstecker Europ. flat connector	US-Stiftstecker US pin connector
Gesamtlänge 23,0 cm (9,0") Total length 23,0 cm (9,0")	Gesamtlänge 22,0 cm (8,75") Total length 22,0 cm (8,75")
Arbeitslänge 11,5 cm (4,5") Working length 11,5 cm (4,5")	Arbeitslänge 11,5 cm (4,5") Working length 11,5 cm (4,5")




MicroTip0,2 mm




MS 78 05 99 -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 05 99

MicroTip0,4 mm




MS 78 02 99
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 02 99

MicroTip0,7 mm






MS 78 02 91
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 02 91



1,0 mm
MS 78 02 98 -
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 02 98








1,2 mm
MS 78 02 92
mit Stiftstecker:
with pin connector:
MS 78 02 92





Europ. Flachstecker Europ. flat connector	US-Stiftstecker US pin connector
Gesamtlänge 23,0 cm (9,0") Total length 23,0 cm (9,0")	Gesamtlänge 22,0 cm (8,75") Total length 22,0 cm (8,75")
Arbeitslänge 11,5 cm (4,5") Working length 11,5 cm (4,5")	Arbeitslänge 11,5 cm (4,5") Working length 11,5 cm (4,5")

Europ. Flachstecker Europ. flat connector	US-Stiftstecker US pin connector
Gesamtlänge 25,0 cm (9,75") Total length 25,0 cm (9,75")	Gesamtlänge 24,0 cm (9,5") Total length 24,0 cm (9,5")
Arbeitslänge 13,5 cm (5,25") Working length 13,5 cm (5,25")	Arbeitslänge 13,5 cm (5,25") Working length 13,5 cm (5,25")

Europ. Flachstecker Europ. flat connector	US-Stiftstecker US pin connector
Gesamtlänge 25,0 cm (9,75") Total length 25,0 cm (9,75")	Gesamtlänge 24,0 cm (9,5") Total length 24,0 cm (9,5")
Arbeitslänge 13,5 cm (5,25") Working length 13,5 cm (5,25")	Arbeitslänge 13,5 cm (5,25") Working length 13,5 cm (5,25")

Generatorenstecker Generator connector	Länge Length	 Sicherheitsstecker / Europ. Flachstecker Safety connector / Europ. flat connector	 Gewinkelter Stecker / Europ. Flachstecker Angled connector / Europ. flat connector	 Sicherheitsstecker / US-Stiftstecker Safety connector / US pin connector
 Sutter Curis®	3,0 m	37 01 54 L	37 01 54 G	37 01 54 S
Sutter BM 780 II, Martin, Berchtold, Aesculap	4,5 m	37 01 38 L	37 01 38 G	37 01 38 S
Erbe, Storz, Wolf	4,5 m	37 01 30 L	37 01 30 G	37 01 30 S
US Standard, Erbe ICC International	4,5 m	37 01 35 L	37 01 35 G	37 01 35 S
Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa	4,5 m	37 01 50 L	37 01 50 G	37 01 50 S
Olympus, Söring, Coa Comp, Erbe VIO International	4,5 m	37 01 53 L	37 01 53 G	37 01 53 S
 Ellman	3,0 m	37 01 40 L	---	37 01 40 S

Instrumententray (2) ohne Inhalt Instrument tray (2) without instruments	Instrumententray (10) ohne Inhalt Instrument tray (10) without instruments
	
MS 70 17 24 Für Pinzetten mit EU-Flachstecker For forceps with EU flat connector	MS 70 17 66 Für Pinzetten mit EU-Flachstecker For forceps with EU flat connector
MS 70 17 25 Für Pinzetten mit US-Stiftstecker For forceps with US pin connector	MS 70 17 67 Für Pinzetten mit US-Stiftstecker For forceps with US pin connector